

Código de Producto

SMC-025

Nombre

SIMULADOR DE INYECCIÓN INTRAMUSCULAR Y SUBCUTÁNEA

Resumen

Permite practicar de forma real las inyecciones Intramusculares y Subcutáneas con los diferentes tipos de aguja que existen en el mercado, capacidad de aguja de hasta 1 ½"

Descripción

Descripción: Se han reportado errores graves cometidos por el personal de la salud al hacer este procedimiento, tales como: formación de abscesos, dolor local, disminución de la sensibilidad del miembro, necrosis local, atrofia de la piel y tejido adiposo, contractura y limitación del movimiento del hombro, hematoma, formación de nódulos y eritema, entre otros.

De esa forma, se entiende que el cambio de esa realidad está relacionada con la formación y capacitación del personal priorizando asegurar la realización de prácticas seguras en los pacientes

características:

- Reproduce 3 capas: Piel, tejido celular subcutáneo y músculo.
- Tiene un sistema de drenaje que permite inyectar líquido al simulador para que las prácticas sean más realistas.
- Experiencia de inyección real para los estudiantes.
- Útil para personal de salud y educación de pacientes y cuidadores

Dimensiones:xxx

Cuidados e Instrucciones:

Fácil de limpiar y secar, limpiar con alcohol al 70%

Para mayor duración del material utilizar agujas nuevas en cada punción

Admite hasta 20 cc de volumen

En caso de almacenar, cubrirlo con talco.

Incluye:

- Pad de silicona que reproduce 3 capas: Piel, tejido celular subcutáneo y músculo es duradera y tolera aproximadamente 200 punciones
- Permite practicar de forma real las inyecciones Intramusculares y Subcutáneas con los diferentes tipos de aguja que existen en el mercado, capacidad de aguja de hasta 1 1/2 de pulgadas
- Tiene un sistema de drenaje que permite inyectar líquido al simulador para que las prácticas sean más realistas.

Dimensiones

Peso: xx. Altura:xxx Ancho:xxx Largo:xxx

Palabras Claves

INYECCIÓN, INYECCIÓN INTRAMUSCULAR, INYECCIÓN INTRAMUSCULAR Y SUBCUTÁNEA